

PRODUKTE
FÜR DIE
KLINIK

MHM



MHM Harzbecher
Medizintechnik GmbH

INHALTSÜBERSICHT

HOCHDRUCKVERBINDER	1
ABDECKSYSTEME; KAMERABEZÜGE	2
DRUCKVERBINDER	3
FÜHRUNGSDRÄHTE	4
KANÜLEN	5
ZUBEHÖR FÜR DIE ANGIOGRAPHIE	6

- Die MHM Harzbecher Medizintechnik GmbH produziert seit 1987 kundenspezifische Sets.
- Knapp 50 Mitarbeiter/innen in Produktion, Verwaltung und Vertrieb stehen unseren Kunden als "Problemlöser" zur Verfügung. Die Produktion erfolgt in einem 250m² großen Reinraum, die Sterilisation mit ETO-Gas extern.
- Unser Betrieb ist nach DIN EN ISO 13485:2003 sowie nach Anhang II und V der Richtlinie 93/42/EWG zertifiziert.
- Bitte beachten Sie, daß bedingt durch unsere sehr stark ausgeprägte Ausrichtung auf kundenspezifische Setgestaltung nicht immer alle Artikel steril vorrätig sind.

Seldinger-Kanüle

	Bestell- nummer	VK- Einheit	Größe	Beschreibung
	KN 11018	50	G18	7 cm, einteilig ohne Griffplatte Führungsdraht bis .038"=0.96mm
	KN 11018/14	50	G18	14 cm, einteilig ohne Griffplatte Führungsdraht bis .038"=0.96mm
	KN 11018T	50	G18	7 cm, einteilig ohne Griffplatte mit Vierkantansatz, transparent Führungsdraht bis .038"=0.96mm
	KN 11019	50	G19	7 cm, einteilig ohne Griffplatte Führungsdraht bis .035"=0.89mm atraumatisch
	KN 11118	50	G18	7 cm, einteilig mit Griffplatte Führungsdraht bis .038"=0.96mm
	KN 11119	50	G19	7 cm, einteilig mit Griffplatte Führungsdraht bis .035"=0.89mm atraumatisch
	KN 12018	50	G18	zweiteilige Kanüle, perkutan
	KN 12019	50	G19	zweiteilige Kanüle, perkutan

Der Führungsdraht wird im Dispenser (bei J-Spitze zusätzlich mit Strecker) in Peel-Tüte verpackt geliefert.

Er ist gefertigt aus rostfreiem Spezialstahl mit sauber verrundeter Spitze, unbeschichtet oder beschichtet. Der Kern ist fest oder beweglich; die Spitze an einem oder an beiden Enden auf 5 cm Länge flexibel - in der Konfiguration gerade oder J-Spitze.

Auf Wunsch können auch andere Längen, Drahtdurchmesser oder J-Radien geliefert werden:

Umrechnungstabelle von Millimeter in Inch für die Drahtdurchmesser:

mm	0,39	0,46	0,53	0,64	0,81	0,89	0,96	1,14
Inch	0,0155	0,018	0,021	0,025	0,032	0,035	0,038	0,045

Führungsdraht

Feste Seele (F)
unbeschichtet (U)
beschichtet (B)
flexible J-Spitze, Radius 3 mm (J3)
ein gerades flexibles Ende (1)
Ende starr (0)

Bestellnummer	VK - Einheit	Beschreibung
D89 L45/FU/1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 45 cm
D89 L65/FU/1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 65 cm
D96 L45/FU/1	50	Ø 0,96 mm=0,038“, Länge 45 cm
D89 L45/FU/J3/1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 45 cm
D89 L65/FU/J3/1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 65 cm
D96 L45/FU/J3/1	50	Ø 0,96 mm=0,038“, Länge 45 cm
<p>• Lunderquist-Führungsdrähte für die Urologie</p>		
LD89 L90/FU/1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 90 cm
LD89 L90/FU/J3/0	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 90 cm
LD89 L90/FU/J3/1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 90 cm
LD96 L90/FB/1	50	Ø 0,96 mm=0,038“, Länge 90 cm
LD89 L90/FB/1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 90 cm

Andere Führungsdrähte auf Anfrage.

Führungsdraht

Feste Seele (F)
unbeschichtet (U)
beschichtet (B)
flexible J-Spitze, Radius 3 mm (J3)
ein gerades flexibles Ende (1)
Ende starr (0)


Bestellnummer	VK - Einheit	Beschreibung
D89L100FB1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 100 cm
D89L100FBJ3/0	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 100 cm
D89L125FB1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 125 cm
D89L125FBJ3/0	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 125 cm
D89L145FB1/NT/4	10	Ø 0,89mm=0,035“; Länge 145cm; Spitze 4cm flexibel Teflonschlauch schwarz
D89L145FB1/NT/8	10	Ø 0,89mm=0,035“, Länge 145cm, Spitze 8cm flexibel Teflonschlauch schwarz
D89L150FB1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 150 cm
D89L150FBJ3/0	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 150 cm
D89L220FB1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 220 cm
D89L220FBJ3/0	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 220 cm
D89L260FB1	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 260 cm
D89L260FBJ3/0	50	Ø 0,89 mm=0,035“, Länge 260 cm

Andere Führungsdrähte auf Anfrage.

Abdecksysteme - Haubenform

Bestellnummer	VK-Einheit	Beschreibung
SH0450453	100	Abdeckung 45x45cm, 30µm
SH0600403	100	Abdeckung 60x40cm, 30µm
SH0700703	50	Abdeckung 70x70cm, 30µm
SH0750903	200	Abdeckung 75x90cm, 30µm
SH1001003	50	Abdeckung 100x100cm, 30µm
SH1200003	200	Abdeckung 120cm, rund, 30µm
SH1401405	100	Spezialabdeckung 140x140cm, 50µm


Maße: Bearbeitete Folie mit umlaufendem Gummizug

Abdecksysteme - Sonderversionen

Bestellnummer	VK-Einheit	Beschreibung
SBA0650205B	100	Bleifensterabdeckung 65x20cm, 50µm

Bestellnummer	VK-Einheit	Beschreibung
SBA0800455	100	Bleifensterabdeckung 80x45cm, 50µm
SBA0800755	100	Bleifensterabdeckung 80x75cm, 50µm
SBA0800905	100	Bleifensterabdeckung 80x90cm, 50µm


Sonderformen auf Anfrage

für die Kardiologie, Radiologie und den OP-Bereich**Bleifensterabdeckung**

Bestellnummer	VK - Einheit	Beschreibung
SB0100285K	100	Schutzhülle für die Fernbedienung, 10x28cm, 50µm, mit Kordelzug
SB0801105K	100	Bleifensterabdeckung 80x110cm, 50µm, mit Kordelzug
SB1001505K	100	Bleifensterabdeckung 100x150cm, 50µm, mit Kordelzug
SB1000603	100	Bleifensterabdeckung 100x60cm, 30µm, mit Gummizug
SB0800455	100	Bleifensterabdeckung 80x45cm, 50µm, mit Gummizug
SB0601205	100	Bleifensterabdeckung 60x120cm, 50µm, mit Gummizug
SB0800653	100	Bleifensterabdeckung 80x65cm, 30µm, mit Gummizug

Beutelmaße:

1. Maß: Offene Breite mit umlaufendem Gummi- oder Kordelzug.
2. Maß: Die Länge des Beutels.

Lichtkabel- und Kamerabezüge

Bestellnummer	VK - Einheit	Beschreibung
STS0122505	100	12x250cm, 50µm teleskopartige Steckfaltung mit Klebelasche als Einführhilfe. 20cm Klebeband zum Fixieren
STS0202505	100	20x250cm, 50µm teleskopartige Steckfaltung mit Klebelaschen als Einführhilfe. 20cm Klebeband zum Fixieren
SSKB0132503	100	Schallkopfbezug 13 x 250cm

Sonderformen auf Anfrage

ABDECKSYSTEME, KAMERABEZÜGE 3-3

Abdecksysteme - Folien mit Selbsklebeband



Bestellnummer	VK-Einheit	Beschreibung
SFK0800508S	100	PE-Folie, 80x50cm, 80µm mit 80cm Klebeband
SFK1200703	100	PE-Folie, 120x70cm, 30µm mit 120cm Klebeband
SFK1400903	100	PE-Folie, 140x90cm, 30µm mit 140cm Klebeband

Andere Versionen auf Anfrage.
Wahlweise 5cm bzw. 3cm breites Klebeband.

Abdecksysteme - Haubenform mit Gummizug dreiseitig und doppelseitigem Klebeband




Bestellnummer	VK-Einheit	Beschreibung
SOH150085S4	100	PE-Folie, 150x85cm, 50µm mit 80cm Klebeband mittig auf Längsseite (150cm)

KAMERA- UND C-BOGENABDECKUNG

Systeme erhältlich als:

- einteilig
- zweiteilig

Taschenförmige Ausbildung verhindert beim Plazieren der Abdeckung ungewolltes Kontaminieren



Umschlagen der Seiten auf die Außenflächen des C-Bogens.
Magnete auf dem C-Bogen und Metallplättchen auf der Folie halten die Abdeckung in der gewünschten Position.

Bestellnummer	VK-Einheit	Beschreibung
SC...	100	Abdeckung in verschiedenen Längen und Breiten Magnetsystem oder Klettsystem Größen siehe Preisliste

Gebrauchsmuster Nr. 298 16 008.0

Druckschlauch

- 1,65 x 3,2 mm, PVC, Grenzfrequenz bei Länge 100 cm=17Hz, Dämpfung 0,4 druckbeständig bis 35 bar, männlich/weiblich, Luer-Lock
Zusatzbezeichnung m = männlich/männlich Anschluß;

Bestellnummer				VK- Einheit	Beschreibung
m/w Luer-Lock	m/m Luer-Lock	m/w Luer-Lock Spiralschlauch	m/m Luer-Lock Spiralschlauch		
MD 40152	MD 40152m	-	-	50	15 cm
MD 40302	MD 40302m	-	-	50	30 cm
MD 40502	MD 40502m	-	-	50	50 cm
MD 41002	MD 41002m	-	-	50	100 cm
MD 41202	MD 41202m	-	-	50	120 cm
MD 41502	MD 41502m	MD 41502g	MD 41502mg	50	150 cm
MD 41802	MD 41802m	MD 41802g	MD 41802mg	50	180 cm
MD 42002	MD 42002m	MD 42002g	MD 42002mg	50	200 cm
					ohne Streifen
MD 40153	MD 40153m	-	-	50	15 cm
MD 40303	MD 40303m	-	-	50	30 cm
MD 40503	MD 40503m	-	-	50	50 cm
MD 41003	MD 41003m	-	-	50	100 cm
MD 41203	MD 41203m	-	-	50	120 cm
MD 41503	MD 41503m	MD 41503g	MD 41503mg	50	150 cm
MD 41803	MD 41803m	MD 41803g	MD 41803mg	50	180 cm
MD 42003	MD 42003m	MD 42003g	MD 42003mg	50	200 cm
					mit rotem Streifen
MD 40154	MD 40154m	-	-	50	15 cm
MD 40304	MD 40304m	-	-	50	30 cm
MD 40504	MD 40504m	-	-	50	50 cm
MD 41004	MD 41004m	-	-	50	100 cm
MD 41204	MD 41204m	-	-	50	120 cm
MD 41504	MD 41504m	MD 41504g	MD 41504mg	50	150 cm
MD 41804	MD 41804m	MD 41804g	MD 41804mg	50	180 cm
MD 42004	MD 42004m	MD 42004g	MD 42004mg	50	200 cm
					mit blauem Streifen

Andere Farbcodierungen auf Anfrage

Druckschlauch

- 1,0 x 2,0 mm, PE
druckbeständig bis 25 bar, männlich/weiblich, Luer-Lock
Zusatzbezeichnung m = männlich/männlich Anschluß;

Bestellnummer				VK- Einheit	Beschreibung
m/w Luer-Lock	m/m Luer-Lock	m/w Luer-Lock Spiralschlauch	m/m Luer-Lock Spiralschlauch		
MD 50152	MD 50152m	-	-	50	15 cm
MD 50302	MD 50302m	-	-	50	30 cm
MD 50502	MD 50502m	-	-	50	50 cm
MD 51002	MD 51002m	-	-	50	100 cm
MD 51202	MD 51202m	-	-	50	120 cm
MD 51502	MD 51502m	MD 51502g	MD 51502mg	50	150 cm
MD 51802	MD 51802m	MD 51802g	MD 51802mg	50	180 cm
MD 52002	MD 52002m	MD 52002g	MD 52002mg	50	200 cm

Hochdruckschlauch

- 1,85 x 3,60 mm, PUR, gewebeverstärkt, männlich/weiblich Luer-Lock, druckbeständig bis 85 bar

Bestellnummer	VP-Einheit	Beschreibung
MD 6050	50	50 cm, gestreckt verpackt
MD 6075	50	75 cm, gestreckt verpackt
MD 6100	50	100 cm, gestreckt verpackt
MD 6120	50	120 cm, gestreckt verpackt
MD 6150	50	150 cm, gestreckt verpackt

Hochdruckschlauch

- 1,85 x 3,60 mm, PUR, gewebeverstärkt, mit männlich rotierbarem/weiblich Luer-Lock Konnektor, druckbeständig bis 85 bar

Bestellnummer	VP-Einheit	Beschreibung
MD 6050R	50	50 cm, gestreckt verpackt
MD 6075R	50	75 cm, gestreckt verpackt
MD 6100R	50	100 cm, gestreckt verpackt
MD 6120R	50	120 cm, gestreckt verpackt
MD 6150R	50	150 cm, gestreckt verpackt

Andere Längen auf Wunsch lieferbar.

Hochdruckschlauch

- 1,85 x 4,75 mm, PVC, hochtransparent, männlich/weiblich Luer-Lock, druckbeständig bis 85 bar

Bestellnummer	VP-Einheit	Beschreibung
MD 7050	50	50 cm, gestreckt verpackt
MD 7075	50	75 cm, gestreckt verpackt
MD 7100	50	100 cm, gestreckt verpackt
MD 7120	50	120 cm, gestreckt verpackt
MD 7180	50	180 cm, gestreckt verpackt

Hochdruckschlauch

- 1,85 x 4,75 mm, PVC, hochtransparent, mit männlich rotierbarem/weiblich Luer-Lock Konnektor, druckbeständig bis 85 bar

Bestellnummer	VP-Einheit	Beschreibung
MD 7050R	50	50 cm, gestreckt verpackt
MD 7075R	50	75 cm, gestreckt verpackt
MD 7100R	50	100 cm, gestreckt verpackt
MD 7120R	50	120 cm, gestreckt verpackt
MD 7180R	50	180 cm, gestreckt verpackt

Andere Längen auf Wunsch lieferbar.

Hochdruckschlauch

- 1,80 x 3,65 mm, PUR/PA, männlich/weiblich Luer-Lock, druckbeständig bis 85 bar

Bestellnummer	VP-Einheit	Beschreibung
MD 8050	50	50 cm, gestreckt verpackt
MD 8075	50	75 cm, gestreckt verpackt
MD 8100	50	100 cm, gestreckt verpackt
MD 8120	50	120 cm, gestreckt verpackt
MD 8180	50	180 cm, gestreckt verpackt

Hochdruckschlauch

- 1,02 x 1,85 mm, PUR/PA, mit männlich rotierbarem/weiblich Luer-Lock Konnektor, druckbeständig bis 85 bar

Bestellnummer	VP-Einheit	Beschreibung
MD 8050/R	50	50 cm, gestreckt verpackt
MD 8075/R	50	75 cm, gestreckt verpackt
MD 8100/R	50	100 cm, gestreckt verpackt
MD 8120/R	50	120 cm, gestreckt verpackt
MD 8180/R	50	180 cm, gestreckt verpackt

Andere Längen auf Wunsch lieferbar.

Hochdruckhähne

Bestellnummer	VP-Einheit	Beschreibung
MD209E	50	Dreivegehahn mit Griffplatte und Rotator mLL, Off-Version, druckfest bis 84bar = 1200psi
MD210E	50	Zweivegehahn mit Griffplatte und Rotator mLL, Off-Version druckbeständig bis 84bar = 1200psi
MD211E	50	Dreivegehahn mit Griffplatte m/w LL, Off-Version, druckbeständig bis 84bar = 1200psi
MD300	50	Dreivegehahn blau, mit Rotator mLL, „Off“-Version, druckfest bis 84bar = 1200psi

Folgende Artikel können auf Anfrage geliefert werden:

- Hochdruckhahnbanken
- Angiographiespritzen
- Kontrastmittelsets mit Rückschlagventilen

Einführbestecke

Bestellnummer	VP-Einheit	Beschreibung
EB505000	25	Schleuseneinführbesteck F5, mit Hämostaseventil
EB506000	25	Schleuseneinführbesteck F6, mit Hämostaseventil
EB507000	25	Schleuseneinführbesteck F7, mit Hämostaseventil
EB508000	25	Schleuseneinführbesteck F8, mit Hämostaseventil
EB505002	25	Schleuseneinführbesteck F5, mit Hämostaseventil, Führungsdraht 45cm, 0,035", J3-Spitze, double flex.
EB506002	25	Schleuseneinführbesteck F6, mit Hämostaseventil, Führungsdraht 45cm, 0,035", J3-Spitze, double flex.
EB507002	25	Schleuseneinführbesteck F7, mit Hämostaseventil, Führungsdraht 45cm, 0,035", J3-Spitze, double flex.
EB508002	25	Schleuseneinführbesteck F8, mit Hämostaseventil, Führungsdraht 45cm, 0,035", J3-Spitze, double flex.
EB505022	10	Schleuseneinführbesteck F5, mit Hämostaseventil, Führungsdraht 45cm, .035", J3-Spitze, double flex. und Punktionskanüle 18G x 7cm
EB506022	10	Schleuseneinführbesteck F6, mit Hämostaseventil, Führungsdraht 45cm, .035", J3-Spitze, double flex. und Punktionskanüle 18G x 7cm
EB507022	10	Schleuseneinführbesteck F7 mit Hämostaseventil, Führungsdraht 45cm, .035", J3-Spitze, double flex. und Punktionskanüle 18G x 7cm
EB508022	10	Schleuseneinführbesteck F8, mit Hämostaseventil, Führungsdraht 45cm, .035", J3-Spitze, double flex. und Punktionskanüle 18G x 7cm

Inflations-Spritzen

Bestellnummer	VP-Einheit	Beschreibung
0185NA	6 (3 x 2)	30ml Spritze, 30bar Manometer, Druckleitung mit rotierbarem Adapter und Dreiwegehahn
0185NB	6 (3 x 2)	30ml Spritze, 30bar Manometer, Druckleitung mit rotierbarem Adapter, Dreiwegehahn, Y-Connector, Einführhilfe mit Drehstab
0185NC	6 (3 x 2)	30ml Spritze, 30bar Manometer, Druckleitung mit rotierbarem Adapter, Dreiwegehahn, Y-Connector, Einführhilfe
0185ND	6 (3 x 2)	30ml Spritze, 30bar Manometer, Druckleitung mit rotierbarem Adapter

